

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624

Artikelnummer: CM0007674



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes JAM-A (F11R, CD321). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Spezifisch für human. 33 kDa. Ideal für Tight-Junction-Forschung, Leukozyten-Transmigrationsstudien und Virus-Eintrittsanalysen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAM-A/CD321/F11R Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
Spezies	Human
GeneID (Human)	50848
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem JAM-A/CD321/F11R
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y624
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel