

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y624

Artikelnummer: CM0014384



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JAM-A (Junctional Adhesion Molecule A) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung an Tight Junctions und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAM-A/CD321/F11R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Spezies	Mensch
Gen-ID	50848 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-238 von humanem JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y624
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel