

Anti-Jam-A/Cd321/F11R Kaninchen Polymab® Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Artikelnummer: CM0005712



Einführung

Kaninchen PolymAb® gegen JAM-A/CD321/F11R, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte JAM-A. Ideal für die Forschung an Tight Junctions, Thrombozytenaktivierung und viralem Eintritt. UniProt: Q9Y624 / O88792.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAM-A/CD321/F11R Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	50848
Gen-ID	50848/16456
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem/murinem JAM-A/CD321/F11R
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y624/O88792
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel