

Anti-Jam2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P57087

Artikelnummer: CM0026755

Einführung

Anti-JAM2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und rattem JAM2. Ideal für die Untersuchung von Leukozyten-Extravasation, Homing hämatopoetischer Stammzellen und Tight-Junction-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58494
Gen-ID	58494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 29-238 von menschlichem JAM2 enthält (NP_067042.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P57087
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel