


Polyklonaler Anti-Jarid1B-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugl1

Artikelnummer: CM0015025



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen JARID1B, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-JARID1B. Ideal für die Chromatinbiologie und Krebsforschung. – Q9UGL1

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JARID1B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10765
Gen-ID	10765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1400–1500 des humanen JARID1B (NP_006609.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UGL1
Proteingewicht	176 kDa
Versand	Kühlakku