

Anti-Jarid2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92833

Artikelnummer: CM0030707



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen JARID2, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Erkennt einen wichtigen PRC2-Regulator, der in der Embryonalentwicklung und Chromatinmodifikation involviert ist. Ideal für die Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JARID2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JMJ; DIDDF; JARID2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3720
Gen-ID	3720
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1027-1246 von humanem JARID2 (NP_004964.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92833
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel