

Anti-Jdp2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wyk2

Artikelnummer: CM0014403

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen menschliches JDP2, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für die Untersuchung der AP-1-transkriptionellen Repression und Chromatin-Modifikationsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JDP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JUNDM2; JDP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	122953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-174 von menschlichem JDP2 (NP_001128521.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8WYK2
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel