

## Anti-Jmjd4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H9V9

Artikelnummer: CM0029925

### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes JMJD4, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielprotein beteiligt an der Translationsterminierung durch Hydroxylierung von ETF1.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | JMJD4 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | JMJD4                                                                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 65094                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 65094                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-463 von humanem JMJD4 (NP_075383.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9H9V9                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 52kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |