

Anti-Jmjd6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nyc1

Artikelnummer: CM0021524



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JMJD6 (PSR/PTDSR), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem JMJD6, einer bifunktionalen Arginin-Demethylase und Lysyl-Hydroxylase, die am RNA-Spleißen und der transkriptionellen Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	JMJD6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23210
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem JMJD6 (NP_055982.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6NYC1
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel