

Anti-Jmjd7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0C870

Artikelnummer: CM0028549



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JMJD7 (P0C870), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-JMJD7, eine bifunktionale Peptidase und Lysyl-Hydroxylase, die an Histon-Spaltung und Translationsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	JMJD7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JMJD7
Spezies	Human
GeneID (Human)	100137047
GeneID	100137047
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-316 von humanem JMJD7 (NP_001108104.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P0C870
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel