

Anti-Jmjd8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96S16

Artikelnummer: CM0015961

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen JMJD8 (Protein mit JmjC-Domäne 8) für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an der NF-κB-Signalgebung und zellulären Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JMJD8 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	PP14397; C16orf20; JMJD8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	339123
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-285 des menschlichen JMJD8 (NP_001005920.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96S16
Proteinmasse	30kDa
Versand	Eisbeutel