

Monoklonaler Anti-Jnk1-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983

Artikelnummer: CM0006744



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes JNK1 (MAPK8, SAPK1c), geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Zur Untersuchung der stressaktivierten Kinase-Signalübertragung, der Apoptose und der Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alternativnamen	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5599
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen JNK1 (NP_620637.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45983
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku