

Anti-Jnk1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd Validated] Für Wb, Ip, Elisa - P45983

Artikelnummer: CM0007124



Einführung

Anti-JNK1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [KD Validated] für WB, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten JNK1 (SAPK1c, MAPK8) mit einem Molekulargewicht von 48 kDa. Durch Knock-down validiert, geeignet für Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] JNK1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JNK; [KD Validated] JNK1
Spezies	Human
GeneID	5599
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem JNK1 (P45983) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45983
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel