

Anti-Jnk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Artikelnummer: CM0016304



Einführung

Kaninchen-polyklonaler JNK1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche, murine und Ratten-MAPK8/SAPK1c-Kinase, die an Stresssignalisierung, Apoptose und Autophagie beteiligt ist. Ideales Werkzeug für die IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5599
GenID	5599
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 245-345 von menschlichem JNK1 (NP_620635.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45983
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel