

Anti-Jnk1/2/3 Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Artikelnummer: CM0004038



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu Stresssignalen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1/2/3 monoklonaler Kaninchen-Antikörper (mAb)
Anmerkungen/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Spezies	Human
GeneID	5599/5601/5602
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-383 des humanen JNK1 (P45983) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P45984/P53779
Proteingewicht	46, 54 kDa
Versand	Eisbeutel