

Anti-Jnk1/2/3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Artikelnummer: CM0006930



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielproteine sind stressaktivierte Kinasen, die an Apoptose, Proliferation und zirkadianer Regulation beteiligt sind. Ideal für Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1/2/3 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2; JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK; JNK1/JNK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem JNK1 (NP_620637.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P45984/P53779
Protein-Gewicht	35kDa/44kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel