

Anti-Jnk1/2/3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P45983/P45984/P53779

Artikelnummer: CM0020148



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen JNK1/2/3 (MAPK8/9/10). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Stress-aktivierten Kinase-Signalübertragung, Apoptose und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1/2/3 Kaninchen pAb
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5599/5601/5602
Gen-ID	5599/5601/5602
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-370 von humanem JNK1/2/3 (NP_620637.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P45984/P53779
Proteingewicht	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Versand	Eisbeutel