

Anti-Jnk1/Jnk3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

Artikelnummer: CM0004063



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen JNK1/JNK3 (P45983/P53779), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Forschung an Stresssignalisierung, Apoptose und Entzündungen sowie für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK1/JNK3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5599/5602
Gen-ID	5599/5602
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-383 von humanem JNK1 (P45983) entspricht. Dieser Antikörper kreuzreagiert nicht mit JNK2-Protein.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P53779
Proteingewicht	35kDa/44kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel