


## Anti-Jnk3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53779

Artikelnummer: CM0021124



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes JNK3 (MAPK10), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung von stressaktivierter Kinase-Signalübertragung, neuronaler Apoptose und der Regulation des zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                           |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Produktname       | JNK3 Kaninchen pAb                             |
| Anmerkungen/Alias | JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK |
| Spezies           | Human                                          |
| Gen-ID (Human)    | 5602                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                          |
| Quelle            | Kaninchen                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                      |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                           |
| SWISS             | P53779                                         |
| Proteingewicht    | 44 kDa                                         |
| Versand           | Kühlakku                                       |