

Anti-Jnk3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53779

Artikelnummer: CM0022544



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JNK3 (MAPK10), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes JNK3 in humanen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Untersuchung von neuronaler Apoptose und Stress-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JNK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5602
Gen-ID	5602
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem JNK3 (NP_620448.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P53779
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eistasche