

Anti-Josd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15040

Artikelnummer: CM0013935

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JOSD1 (Josephin-1) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Deubiquitinierung und Membrandynamik. Ideal für die Erforschung von Proteindegradation und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JOSD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	dj508l15.2; JOSD1
Spezies	Human
GeneID	9929
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15040
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel