


Anti-Jph1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Hdc5

Artikelnummer: CM0020297



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes JPH1 (Junctophilin-1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus; ideal für Studien zu Junctionskomplexen der Skelettmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JPH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JP1; JP-1; CMT2K; JPH1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56704
Gen-ID	56704
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 410-640 von humanem JPH1 (NP_065698.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9HDC5
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel