

Anti-Jph4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Jj6

Artikelnummer: CM0016070

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Junctophilin-4 (JPH4). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Bildung von Verbindungen zwischen Membranen und der neuronalen Kalziumsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JPH4-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	JP4; JPHL1; JPH4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84502
GeneID	84502
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 405-605 des humanen JPH4 (NP_115828.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Jj6
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Kühlakku