


Anti-Jtb Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 076095

Artikelnummer: CM0015417



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes JTB, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zytokinese, Mitose und Krebszellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JTB Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
Spezies	Mensch
Gen-ID	10899
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-105 von humanem JTB (NP_006685.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O76095
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel