

Anti-Junb Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17275

Artikelnummer: CM0010949

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-JunB-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf den menschlichen JunB-Transkriptionsfaktor (AP-1-Untereinheit); 36 kDa. Ideal für Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JunB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	AP-1; JunB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3726
Gen-ID	3726
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem JunB (P17275) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17275
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eispackung