

Anti-Junb Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Artikelnummer: CM0027475

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JunB (AP-1-Transkriptionsfaktor-Untereinheit), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Genregulation und zellulärer Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JunB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; JunB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3726
GenID	3726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des humanen JunB (NP_002220.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17275
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel