

## Kaninchen-Polyklonaler Anti-Junb-Antikörper Für Wb, Elisa - P17275

Artikelnummer: CM0017891

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen JunB-Transkriptionsfaktor, eine wichtige Komponente von AP-1. Mit einem rekombinanten Immunogen hergestellt; geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Ideal zur Untersuchung der Genregulation und der Aktivität von Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | JunB-Kaninchen-pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | AP-1; JunB                                                                                                               |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)   | 3726                                                                                                                     |
| GeneID            | 3726                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen JunB (NP_002220.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                   |
| SWISS             | P17275                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |