


Anti-JunD Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Artikelnummer: CM0012225



Einführung

Rekombinanter Anti-JunD Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Erkennt humanes, murines, ratten JunD (35kDa). Für die AP-1 Transkriptionsfaktor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JunD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; JunD
Spezies	Human
GeneID (Human)	3727
GeneID	3727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-141 von humanem JunD (P17535) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17535
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel