

Anti-K-Cadherin (Cdh6) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55285

Artikelnummer: CM0012567



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen menschliches K-Cadherin (CDH6) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zelladhäsion, Niere und Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K-Cadherin (CDH6) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
Spezies	Mensch
GenID	1004
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 691-790 von menschlichem K-Cadherin (CDH6) (P55285) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55285
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel