

Anti-K-Cadherin (Cdh6) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55285

Artikelnummer: CM0029363



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes K-Cadherin (CDH6), ideal für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Band bei 88kDa. Geeignet für Zelladhäsions- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	K-Cadherin (CDH6) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
Spezies	Human
GeneID (human)	1004
GeneID	1004
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem K-Cadherin (K-Cadherin (CDH6)) (NP_004923.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55285
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche