

Anti-Kaiso/Zbtb33 Polyklonaler Antikörper - Q86T24

Artikelnummer: CM0013696



Einführung

Kaiso/ZBTB33 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA und ChIP-Anwendungen. Detektiert endogenes Kaiso-Protein in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin-Immunpräzipitation und Genregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaiso/ZBTB33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10009
Gen-ID	10009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 523-672 von menschlichem Kaiso/Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86T24
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel