

Anti-Kaiso/Zbtb33 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q86T24

Artikelnummer: CM0012309



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Kaiso/ZBTB33 (ZNF348), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanen und Ratten-Proben. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation, Wnt-Signalgebung und epigenetischer Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaiso/ZBTB33 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10009
Gen-ID	10009
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 573-672 von humanem Kaiso/ZBTB33 (Q86T24) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q86T24
Proteingewicht	74KDa
Versand	Eisbeutel