

Anti-Kal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P23352

Artikelnummer: CM0019956



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Anosmin-1 (KAL1). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Entwicklung des Bulbus olfactorius und des Kallmann-Syndroms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HH1; HHA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3730
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem KAL1 (NP_000207.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23352
Protein-Gewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel