


Anti-Kallikrein 10 (Nes1/Prssl1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Artikelnummer: CM0009525



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Kallikrein 10 (NES1/PRSSL1; O43240). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung zu Biomarkern bei Brust-, Eierstock- und Prostatakrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kallikrein 10/K10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NES1; PRSSL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5655
Gen-ID	5655
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 43-276 von humanem KLK10 (NP_665895.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43240
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel