

Anti-Kallikrein 8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - O60259

Artikelnummer: CM0005914



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Kallikrein 8 (Neuropsin), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für Neurowissenschaften, Hautbiologie und Krebsforschung. Reagiert mit menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	
Produktname	Kallikrein 8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NP; HNP; NRPN; PRSS19; TADG14; Kallikrein 8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11202
GenID	11202
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 161-260 von menschlichem Kallikrein 8 (O60259) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60259
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel