

## Anti-Kank2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

Artikelnummer: CM0021372



### Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches KANK2, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf ein Protein ab, das an Transkriptionsregulation, Apoptose und Aktin-Zytoskelettorganisation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | KANK2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Anmerkungen/Aliase | SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2                                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)    | 25959                                                                                                                              |
| Gen-ID             | 25959                                                                                                                              |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen KANK2 (NP_001129663.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS              | Q63ZY3                                                                                                                             |
| Proteingewicht     | 91 kDa                                                                                                                             |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                         |