

Anti-Kansl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P2N6

Artikelnummer: CM0030889

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KANSL3, validiert für Western Blot und ELISA. KANSL3 ist eine Schlüsselkomponente des NSL-Histon-Acetyltransferase-Komplexes, beteiligt an Chromatinregulation und Mikrotubuli-Stabilisierung. Ideal für Epigenetik- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KANSL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Spezies	Human
GeneID (human)	55683
GeneID	55683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem KANSL3 enthält (NP_001108488.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9P2N6
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel