


Anti-Kap1/Trim28 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13263

Artikelnummer: CM0002591



Einführung

Anti-KAP1/TRIM28 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Erkennt den Transkriptions-Korepressor und E3-Ligase TRIM28; Molekulargewicht ~89 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAP1/TRIM28 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Spezies	Human
GeneID (human)	10155
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem KAP1/TRIM28 (Q13263) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13263
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eistasche