


Anti-Kap1/Trim28 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13263

Artikelnummer: CM0020732



Einführung

Hochwertiger Anti-KAP1/TRIM28 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt KAP1/TRIM28 in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Chromatinbiologie, Transkriptionsregulation und die Immunsignalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KAP1/TRIM28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Spezies	Mensch
Gen-ID	10155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 576-835 von menschlichem KAP1/TRIM28 (NP_005753.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13263
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel