

Anti-Karyopherin B3 (Ipo5) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00410

Artikelnummer: CM0007438



Einführung

Rekombinanter, kaninchenmonoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes Karyopherin $\beta 3$ (IPO5/Importin-5). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Kerntransports und von Importinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Karyopherin $\beta 3$ (IPO5) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karyopherin $\beta 3$ (IPO5)
Spezies	Mensch
GeneID	3843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-300 von humanem Karyopherin $\beta 3$ (IPO5) enthält. (NP_002262.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00410
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eistasche