


Anti-Kat13A / Src1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q15788

Artikelnummer: CM0005898



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches KAT13A/SRC1 (Nuklearrezeptor-Koaktivator 1) gerichtet ist, geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Verwendung in der Forschung zu Nuklearrezeptor-Signalwegen und Transkriptionsregulation. UniProt Q15788.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT13A / SRC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; KAT13A / SRC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8648
Gen-ID	8648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 400-750 von menschlichem KAT13A / SRC1 (Q15788) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15788
Protein-Gewicht	157kDa
Versand	Eisbeutel