

Anti-Kat1/Hat1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

Artikelnummer: CM0011236



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes KAT1/HAT1 (SWISS O14929), durch Knockout validiert und geeignet für WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-Validierter] KAT1/HAT1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	KAT1; KAT1/HAT1
Spezies	Human
Gen-ID	8520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-400 von humanem KAT1/HAT1 (NP_003633.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14929
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel