

Anti-Kat2A (Gcn5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

Artikelnummer: CM0020348



Einführung

KAT2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-KAT2A (GCN5), eine Histon-Acetyltransferase, die an epigenetischer Regulation, Transkriptionsaktivierung und Stammzell-Pluripotenz beteiligt ist. Ideal für Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT2A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
Spezies	Human
GeneID (Human)	2648
GeneID	2648
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92830
Protein-Gewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel