


Anti-Kat2B/Pcaf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q92831

Artikelnummer: CM0003983



Einführung

CamelBio bietet Anti-KAT2B/PCAF Kaninchen monoklonalen Antikörper an, validiert für WB, IP, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten KAT2B/PCAF, eine Histon-Acetyltransferase, die an transkriptioneller Aktivierung und Zellzyklusregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT2B/PCAF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Spezies	Human
Gen-ID	8850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-450 von humanem KAT2B/PCAF (NP_003875.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92831
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel