


Anti-Kat2B/Pcaf-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Artikelnummer: CM0012935



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes KAT2B/PCAF, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt KAT2B/PCAF in Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Epigenetik und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT2B/PCAF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8850
GeneID	8850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-86 des humanen KAT2B/PCAF (NP_003875.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92831
Proteingewicht	93 kDa
Versand	Kühlakku