

Anti-Kat5/Tip60-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92993

Artikelnummer: CM0021805



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KAT5/Tip60, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes KAT5 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 59 kDa. Ideal für die Chromatin- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT5/Tip60 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Spezies	Mensch
Gen-ID	10524
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von humanem KAT5/Tip60 (NP_006379.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92993
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel