

Anti-Kat6B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wyb5

Artikelnummer: CM0019731



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane KAT6B-Histonacetyltransferase. Für Western Blot und ELISA validiert. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Geeignet für Transkriptions- und Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT6B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Spezies	Mensch
Gen-ID	23522
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen KAT6B (NP_001243398.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYB5
Proteingewicht	231 kDa
Versand	Eisbeutel