


Anti-Kat7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95251

Artikelnummer: CM0027797



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen KAT7 (HBO1/MYST2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes KAT7. Rekombinantes Immunogen, 71kDa, O95251. Ideal für Chromatin- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11143
Gen-ID	11143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 55-193 von menschlichem KAT7 (NP_008998.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95251
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel