

Anti-Kat8/Myst1/Mof Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H7Z6

Artikelnummer: CM0010259



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen die Histon-Acetyltransferase KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Geeignet für IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und Ratten-Protein. Nützlich für Studien zur epigenetischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT8/MYST1/MOF Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84148
Gen-ID	84148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-458 des humanen KAT8/MYST1/MOF (Q9H7Z6) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9H7Z6
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel