

Anti-Kat8/Myst1/Mof Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H7Z6

Artikelnummer: CM0022020



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes KAT8/MYST1/MOF für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die Histon-Acetyltransferase KAT8 ab, einen Schlüsselregulator der H4K16-Acetylierung und der Chromatinstruktur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KAT8/MYST1/MOF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84148
GenID	84148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem KAT8/MYST1/MOF (NP_892003.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7Z6
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel